



ESCOVA ULTRASSÔNICA

MV ULTRA TOOTH

FINALIDADE DE USO

A Escova de dente MV ULTRA TOOTH possui formato que facilita seu manuseio e transporte, além de possuir cinco modos de trabalho e vibração ultrassônica.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Wissen Consultoria LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

Não mergulhar na água por longos períodos;
Mantenha fora do alcance de criança;
Não é possível utilizar o produto enquanto estiver carregando;
É necessário retirar o cabo de carregamento antes de utilizar o produto.

PRECAUÇÕES

Não coloque o produto sob luz solar direta;
O produto contém bateria, não coloque em fogo ou recipiente com altas temperaturas.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, afastado de materiais incompatíveis.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado ao abrigo de luz e calor.

VALIDADE

Substituir a escova a cada 3 meses após iniciar o uso.

FABRICADO POR:

ShenZhen LongChuang Precision Electronic
Technology Co., Ltd.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

WISSEN CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 11.014.241/0001-06
Rua Pereira Bueno, 864 - Pirassununga -
Centro - São Paulo - Brasil - CEP: 13630-030
SAC: sac@wissenconsultoria.com
Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira
CRQ IV- 04366291

REGISTRO ANVISA:

Processo Nº: 25351.369294/2022-56



ESCOVA ULTRASSÔNICA

MV ULTRA TOOTH

MODO DE USO

1. Pressione o botão Power para ligar o dispositivo. Escolha o equipamento adequado pressionando os botões para cima e para baixo.
2. Olhando no espelho, aplique a cabeça de metal na parte de tratamento. Pressione levemente para remover qualquer placa dentária ou tártaro.
3. O dispositivo pausa 1 segundo a cada 30 segundos e desliga automaticamente após 3 minutos. Faça gargarejos com água e limpe o aparelho. Repita os passos anteriores de acordo com sua necessidade.

MÉTODO DE MUDANÇA DE CABEÇA

Este produto está equipado com 3 cabeças de limpeza, a escova é para limpar a superfície do dente, a cabeça afiada é usada principalmente para limpar a fenda entre os dentes, a cabeça chata é usada principalmente para limpar a mancha do dente da superfície, de acordo com diferentes necessidades, escolha a cabeça de limpeza apropriada, a cabeça de limpeza pode ser desmontada pela rotação esquerda e direita.

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

Retire o cabo de carregamento USB que acompanha o produto, insira a extremidade da porta redonda na porta de carregamento da máquina e a outra extremidade conecte o carregador doméstico (5V1A) para iniciar o carregamento.

A luz de trabalho pisca em vermelho durante o carregamento e a luz vermelha para de piscar após a conclusão do carregamento.

CONTEÚDO

1 cabo de carregamento USB, 1 espelho dental, 3 cabeças de escova, 2 cabeças para removedor de cálculo dentário, 1 manual do usuário.