

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL



FINALIDADE DE USO

Os campos cirúrgicos são indicados para serem utilizados em ambientes cirúrgicos, destinados a demarcação do local que será realizada a cirurgia, proteger o entorno de possíveis infecções.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Wissen Consultoria LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

Produto de uso externo
O fabricante recomenda uso único
Descartar os materiais em local apropriado após o uso
Armazenar o produto ao abrigo de luz e calor, em ambiente livre de umidade, poeira e vapores químicos
A esterilidade do produto só é garantida enquanto a embalagem estiver lacrada
Não utilizar se a embalagem estiver violada
Não utilizar o produto fora do prazo de validade
Não utilizar o produto para outro fim que não seja para o qual se destina
Abrir a embalagem somente no momento do uso

PRECAUÇÕES

Não utilizar se a embalagem estiver violada ou danificada
Não utilizar o produto fora do prazo de validade
Descartar o produto após o uso em lixo hospitalar

ARMAZENAMENTO

Os produtos devem ser armazenados ao abrigo de luz e calor, em local seco e livre de umidade e vapores químicos.

TRANSPORTE

Os produtos devem ser transportados ao abrigo de luz e calor, em local seco e livre de umidade, poeira e vapores químicos.

ESTERILIZAÇÃO

O produto estéril por óxido de etileno.

FABRICADO POR:

Xianning Full Guard Medical Products Co. Ltd.
Yongan East Road - Wenquan Economic
Development Zone - Cianning City - Hubei
Province - China
INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

Atlas Medical Produtos Hospitalares LTDA
CNPJ: 17.278.910/0001-33
Avenida Amaral Peixoto - 91, salas 804 e 805 -
Centro - Volta Redonda - RJ - CEP: 27253-220
SAC: contato@atlasmedical.com.br
Responsável Técnico: Flavia Ormond Turetta
COREN RJ - 000.326.436

SOB LICENÇA DE:

Wissen Consultoria LTDA
CNPJ: 11.014.241/0001-06
Rua Pereira Bueno 864 - Pirassununga - SP

REGISTRO ANVISA:

82176160011



CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODO DE USO

- 1- Observar a integridade da embalagem, se está devidamente lacrada, as informações contidas na mesma e se o produto é ideal para o uso pretendido.
- 2- Abrir a embalagem pelo local indicado e de forma asséptica para evitar contaminação do produto.
- 3- Colocar o campo no local que será realizada cirurgia no paciente
- 4- Após o procedimento descartar o campo cirúrgico em local indicado
- 5- Não reutilizar os materiais.

VALIDADE

05 anos.

COMPOSIÇÃO

A composição dos produtos está apresentado no campo de modelo comercial.

CONTRAINDICAÇÃO

O produto não possui contraindicação.

CONTEÚDO

O produto é comercializado de forma individual ou em kit.

MODELOS COMERCIAIS

Campo Cirúrgico Simples:

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno
Dimensão: 50x50, 75x90, 100x100, 60x60, 80x80
Gramatura: 40g a 60g

Campo Cirúrgico em "U":

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno
Dimensão: 200x260, 150x175, 210x300
Gramatura: 40g a 60g



CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Campo Cirúrgico Angiografia:

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno

Dimensão: 100x80, 150x200

Gramatura: 40g a 60g

Campo Cirúrgico Oftalmologia:

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno

Dimensão: 102x102, 100x130, 150x250

Gramatura: 40g a 60g

Campo Cirúrgico Otorrino:

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno

Dimensão: 102x102, 100x130, 150x250

Gramatura: 40g a 60g

Campo Cirúrgico Cistoscopia:

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno

Dimensão: 102x102, 100x130, 150x250

Gramatura: 40g a 60g

Campo Cirúrgico Urologia:

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno

Dimensão: 102x102, 100x130, 150x250

Gramatura: 40g a 60g

Cobertura de mesa de instrumentos com tala de reforço:

Composição: SMS/SMMMS+ película de polietileno

Dimensão: 140x160, 100x150/ (tala) 80x160, 50x150

Gramatura: 40g a 60g

Cobertura mesa de mayo:

Composição: SMS/SMMMS+ película de polietileno

Dimensão: 80x140, 58x137, 80x140

Gramatura: 40g a 60g



CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Campo Cirúrgico Extremidades:

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno

Dimensão: 100x130, 150x250, 220x300

Gramatura: 40g a 60g

Campo Cirúrgico para Cirurgia de Quadril:

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno

Dimensão: 100x130, 150x250, 220x300

Gramatura: 40g a 60g

Campo Cirúrgico Cesárea:

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno

Dimensão: 100x130, 150x250, 220x300

Gramatura: 40g a 60g

Campo Cirúrgico Craniotomia:

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno

Dimensão: 100x130, 150x250, 220x300

Gramatura: 40g a 60g

Campo de cobertura:

Composição: SMS/SMMS

Dimensão: 100x100

Gramatura: 40g a 60g

Cobertura de mesa de instrumentos:

Composição: SMS/SMMS+ película de polietileno

Dimensão: 80x80, 140x160

Gramatura: 40g a 60g



CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Campo Cirúrgico Laparotomia:

Composição: SMS/SMMS + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + película de polietileno

Dimensão: 100x130, 150x250, 220x300

Gramatura: 40g a 60g

Campo para anestesia:

Composição: SMS/SMMS + Adesivo não tóxico hipoalergênico

Dimensão: 150x240

Gramatura: 40g a 60g

Campo com adesivo lateral:

Composição: SMS/SMMS + Adesivo não tóxico hipoalergênico

Dimensão: 75x90, 150x200, 150x180

Gramatura: 40g a 60g

Campo para laparoscopia:

Composição: SMS/SMMS + película de polietileno

Dimensão: 200x300

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico de angiografia com lado transparente:

Composição: SMS/SMMS + película de polietileno

Dimensão: 210x300

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico para parto:

Composição: SMS/SMMS + Adesivo não tóxico hipoalergênico

Dimensão: 100x130

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico cardiovascular:

Composição: SMS/SMMS + película de polietileno + filme de incisão + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno

Dimensão: 240x320

Gramatura: 40g a 60g



CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Campo cirúrgico para artroscopia:

Composição: SMS/SMMMS + película de polietileno + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno

Dimensão: 200x300

Gramatura: 40g a 60g

Campo Cirúrgico Parto:

Composição: SMS/SMMMS + película de polietileno + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno+ adesivo não tóxico hipoalergênico

Dimensão:102x112

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico com bolsa coletora de fluidos:

Composição: SMS/SMMMS + película de polietileno + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno + adesivo não tóxico hipoalergênico

Dimensão:100x130

Gramatura: 40g a 60g

Campo Cirúrgico Litotomia com bolsa:

Composição: SMS/SMMMS + película de polietileno + filme de incisão + Material composto por duas camadas Polipropileno + três camadas de Polipropileno

Dimensão:210x240

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico Litotomia / Cistoscopia com adesivo:

Composição: SMS/SMMS + Adesivo não tóxico transparente

Dimensão:75x150

Gramatura: 40g a 60g

Cobertura para mesa de mayo com tala de reforço:

Composição:SMS/SMMMS+ película de polietileno

Dimensão:78x145/ (tala)70x 140; 80x150

Gramatura: 40g a 60g



CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Campo para anestesia:

Composição: SMS/SMMMS + Adesivo não tóxico hipoalergênico

Dimensão: 150x240

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico fenestrado estéril (6cm abertura):

Composição: SMS

Dimensão: 50 x 50

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico fenestrado estéril (8cm abertura):

Composição: SMS

Dimensão: 30x 30; 75x 75

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico fenestrado estéril (10cm abertura):

Composição: SMS

Dimensão: 40 x 40; 50 x 50; 60x 60; 75 x 75; 80 x 80; 220 x 160

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico fenestrado estéril c/ adesivo (6cm abertura):

Composição: SMS + Polipropileno

Dimensão: 40 x 40

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico fenestrado estéril c/ adesivo (8cm abertura):

Composição: SMS + Polipropileno

Dimensão: 75 x 75

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico fenestrado estéril c/ adesivo (10cm abertura):

Composição: SMS + Polipropileno

Dimensão: 50 x 50; 60 x 60; 80 x 80; 90 x 90; 100 x 100

Gramatura: 40g a 60g



CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Campo cirúrgico fenestrado estéril c/ adesivo e reforço (8cm abertura):

Composição: SMS + Polipropileno

Dimensão: 120 x 160

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico fenestrado estéril c/ adesivo e reforço (10cm abertura):

Composição: SMS + Polipropileno

Dimensão: 150 x 160

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico fenestrado estéril c/ adesivo e reforço (16cm abertura):

Composição: SMS + Polipropileno

Dimensão: 200 x 300

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico estéril com reforço e adesivo:

Composição: SMS + Polipropileno

Dimensão: 160 x 200; 160 x 160

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico pediátrico fenestrado estéril (10cm abertura):

Composição: SMMMS + Polipropileno

Dimensão: 160x 170; 160 x 270

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico fenestrado p/mama c/ reforço e adesivo (20x 40 abertura):

Composição: SMMMS + Polipropileno

Dimensão: 200 x 300

Gramatura: 40g a 60g

Campo de mesa auxiliar estéril laminado "Tipo varal":

Composição: SMMMS

Dimensão: 180 x 200

Gramatura: 40g a 60g



CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Campo cirúrgico estéril p/ instrumental:

Composição: SMS

Dimensão: 30 x 35; 40 x 50

Gramatura: 40g a 60g

Campo cirúrgico estéril laminado p/ angioplastia:

Composição: SMS

Dimensão: 240 x 350

Gramatura: 40g a 60g