



KIT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

FINALIDADE DE USO

Os kits cirúrgicos são indicados para utilizar em ambientes cirúrgicos, destinados a proteção dos profissionais bem como aos pacientes. Os kits possuem itens esterilizados para utilização em cirurgias, tais como: forro para cobrir mesas de apoio e instrumentos, indicação do local das cirúrgicas (campos cirúrgicos), aventais, toalha de mão entre outros.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Wissen Consultoria LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

Produto de uso externo

O fabricante recomenda uso único

Descartar os materiais em local apropriado após o uso

Armazenar o produto ao abrigo de luz e calor, em ambiente livre de umidade, poeira e vapores químicos

A esterilidade do produto só é garantida enquanto a embalagem estiver lacrada

Não utilizar se a embalagem estiver violada

Não utilizar o produto fora do prazo de validade

Não utilizar o produto para outro fim que não seja para o qual se destina

Abrir a embalagem somente no momento do uso

PRECAUÇÕES

Não utilizar se a embalagem estiver violada

Não utilizar o produto fora do prazo de validade

Descartar o produto após o uso em lixo hospitalar

ARMAZENAMENTO

Os produtos devem ser armazenados ao abrigo de luz e calor, em local seco e livre de umidade e vapores químicos.

TRANSPORTE

Os produtos devem ser transportados ao abrigo de luz e calor, em local seco e livre de umidade, poeira e vapores químicos.

ESTERILIZAÇÃO

O produto estéril por óxido de etileno.

FABRICADO POR:

Xianning Full Guard Medical Products Co. Ltd.
Yongan East Road - Wenquan Economic
Development Zone - Cianning City - Hubei
Province - China
INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

Atlas Medical Produtos Hospitalares LTDA
CNPJ: 17.278.910/0001-33
Avenida Amaral Peixoto - 91, salas 804 e 805 -
Centro - Volta Redonda - RJ - CEP: 27253-220
SAC: contato@atlasmedical.com.br
Responsável Técnico: Flavia Ormond Turetta
COREN RJ - 000.326.436

SOB LICENÇA DE:

Wissen Consultoria LTDA
CNPJ: 11.014.241/0001-06
Rua Pereira Bueno 864 - Pirassununga - SP

REGISTRO ANVISA:

82176160010



KIT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODO DE USO

- 1- Observar a integridade da embalagem, se está devidamente lacrada, as informações contidas na mesma e se o kit é ideal para o uso pretendido.
- 2- Abra a embalagem pelo local indicado e de forma asséptica para evitar contaminação do produto.
- 3- Retirar da embalagem os itens que serão utilizados de acordo com a necessidade.
- 4- Disponha os itens que serão utilizados em locais adequados para o uso.
- 5- Realize o procedimento cirúrgico.
- 6- Descarte os materiais em local adequado.
- 7- Não reutilizar os materiais.

VALIDADE

05 anos.

CONTRAINDICAÇÃO

O produto não possui contraindicação.

CONTEÚDO

Os produtos são comercializados em forma de kits. Cada kit possui materiais e quantidades diferentes, de acordo com a finalidade de uso.

COMPOSIÇÃO

Cobertura mesa de instrumento: SMS/SMMMS + Tala de película de polietileno

Cobertura mesa de mayo: SMS/SMMMS + película de polietileno

Campos cirúrgico: SMS/SMMMS. Os campos podem ou não conter adesivo não tóxico hipoalergênico. O campo pode ou não conter bolsa coletora de fluidos (película de polietileno + Tecido anfipático de reforço)

Toalha de mão: película de polietileno

Avental cirúrgico reforçado: SMS/SMMMS + película de polietileno

Avental cirúrgico: SMS/SMMMS

Campo de cobertura: SMS/ SMMMS

Cobertor para bebê: SMS/ SMMMS

Fita adesiva: Adesivo não tóxico transparente

Toalha abdominal: SMS/SMMMS

MODELOS COMERCIAIS

Kit Cirúrgico Universal Estéril Descartável:

- 01 Cobertura de mesa de instrumentos (140cm x 160cm tala de reforço (80cm x 160cm)
- 01 Cobertura mesa de mayo (80cmx140xm)
- 01 Campo para anestesia (150cm x 240cm)
- 02 Campo com adesivo lateral (75cm x 90cm)
- 01 Campo com adesivo lateral (150cm x 180cm)
- 02 toalhas de mão (40cm x 40cm)
- 02 avental cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
- 01 Campo de cobertura (100cm x 100cm)

Kit Cirúrgico Laparoscopia Estéril Descartável:

- 01 Cobertura de mesa de instrumentos (140cm x 160cm, tala de reforço 80cm x 160cm)
- 01 Cobertura mesa de mayo (80cmx140xm)
- 01 Campo para laparoscopia (200cm x 300cm)
- 02 Avental cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
- 02 Toalha de mão (40cm x 40cm)
- 01 Campo de cobertura (100cm x 100cm)

Kit Cirúrgico Angiografia Estéril Descartável:

- 01 Campo cirúrgico de angiografia (150cm x 300cm)
- 01 Cobertura de mesa de instrumentos (140cm x 160cm)
- 02 Avental cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
- 01 Toalha de mão (40cm x 40cm)
- 01 Campo de cobertura (100cm x 100cm)

Kit Cirúrgico Angiografia com lado transparente Estéril Descartável:

- 01 Campo cirúrgico de angiografia com lado transparente (210cm x 300cm)
- 01 Cobertura de mesa de instrumentos (140cm x 160cm)
- 02 Avental cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
- 02 Toalha de mão (40cm x 40cm)
- 01 Campo de cobertura (100cm x 100cm)

MODELOS COMERCIAIS

Kit Cirúrgico Parto Estéril Descartável:

- 01 Campo cirúrgico para parto (100cm x 130cm)
- 01 Cobertura de mesa de instrumentos (100cm x 150cm, tala de reforço 50cm x 150cm)
- 01 Campo com adesivo lateral (75cm x 90cm)
- 01 Cobertor para bebê (75cm x 90cm)
- 01 avental cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
- 01 toalha de mão (30cm x 40cm)
- 01 Campo de cobertura (100cm x 100cm)

Kit Cirúrgico Cesárea Estéril Descartável:

- 01 cobertura de mesa (100cm x 150cm, tala de reforço 80cm x 150cm)
- 01 Campo cirúrgico cesárea (200cm x 300cm)
- 01 cobertor para bebê (75cm x 90cm)
- 02 toalhas de mão (40cm x 40cm)
- 02 avental cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
- 01 Campo de cobertura (100cm x 100cm)

Kit Cirúrgico Urologia Estéril Descartável:

- 01 Campo cirúrgico urológico (210cm x 240cm)
- 01 cobertura de mesa de instrumentos (100cm x 150cm, tala de reforço 80cm x 150cm)
- 02 aventais cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
- 02 toalhas de mão (40cm, 40cm), 01 campo para cobertura (100cm x 100cm)

Kit Cirúrgico Episiotomia Estéril Descartável:

- 01 Cobertura para mesa de mayo (80cm x 140cm)
- 02 Cobertura de mesa de instrumentos (140cm x 160cm, tala de reforço 80cm x 160cm)
- 01 Campo cirúrgico urológico episiotomia em "U" (150cmx 260cm)
- 01 Campo cirúrgico cardiovascular (240cm x 320cm)
- 01 campo cirúrgico pequeno com adesivo (75cm x 90cm)
- 04 toalhas de mão (40cm x 40cm)
- 02 aventais cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
- 01 campo de cobertura (100cm x 100cm)

MODELOS COMERCIAIS

Kit Cirúrgico Válvula Cardíaca Estéril Descartável:

- 01 Cobertura para mesa de mayo (78cm x 145cm, tala de reforço 80cm x 150cm)
- 02 Cobertura de mesa de instrumentos (140cm x 160cm, tala de reforço 80cm x 160cm)
- 01 Campo cirúrgico cardiovascular (240cm x 320cm)
- 01 campo cirúrgico pequeno com adesivo (75cm x 90cm)
- 04 toalhas de mão (40cm x 40cm)
- 02 aventais cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
- 01 campo para cobertura (100cm x 100cm)

Kit Cirúrgico Quadril Estéril Descartável:

- 01 Cobertura para mesa de mayo (78cm x 145cm, tala de reforço 70cm x 140cm)
- 02 Coberturas de mesa de instrumentos (140cm x 160cm, tala de reforço 80cm x 160cm)
- 01 campo cirúrgico em "U" (200cm x 260cm)
- 01 campo de anestesia (150cm x 240cm)
- 01 campo com adesivo lateral (150cm x 200cm)
- 02 aventais cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
- 04 toalhas de mão (40cm x 40cm)
- 02 fitas adesivas (10cm x 50cm)
- 01 campo para cobertura (100cm x 100cm)

Kit Cirúrgico Artroscopia Estéril Descartável:

- 01 Cobertura para mesa de mayo (78cm x 145cm, tala de reforço 70cm x 140cm)
- 01 cobertura para mesa de instrumentos (140cm x 160cm)
- 01 campo cirúrgico para artroscopia (200cm x 300cm)
- 02 aventais cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
- 02 toalhas de mão (40cm x 40cm)
- 02 fitas adesivas (10cm x 50cm)
- 01 campo para cobertura (100cm x 100cm)

M O D E L O S C O M E R C I A I S

Kit Cirúrgico Laparotomia (Corte Horizontal) Estéril Descartável:

04 Campo Cirúrgico com adesivo (60cmx50cm)
02 Campo Cirúrgico médio (150cmX100cm)
01 Cobertura de mesa (105cmX200cm)
05 Toalhas de mão (30cmX40cm)
02 Avental Cirúrgico (110cmX150cm)
01 Campo Cirúrgico para Laparotomia (200cmx230cm)
01 Cobertura para Mesa Mayo(58cmX137cm)

Kit Cirúrgico Laparotomia 2 (Corte Horizontal) Estéril Descartável:

04 Campo Cirúrgico com adesivo (50cmx60cm)
02 Campo Cirúrgico médio (100cmX150cm)
01 Cobertura de mesa de instrumento (105cmX190cm)
02 Avental Cirúrgico (110cmX150cm)
01 Campo Cirúrgico para Laparotomia (194cmx204cm)
01 Cobertura para Mesa Mayo(58cmX137cm)

Kit Cirúrgico Parto Estéril:

01 Campo Cirúrgico médio (160cmx175cm)
01 Campo Cirúrgico Parto (102cmx112cm)
01 cobertor para bebê (75cm x 90cm)
05 Toalhas abdominal (45cmx45cm)
01 Avental (110cmx150cm)
01 Cobertura de mesa de instrumento (105cmX225cm)
01 Campo Cirúrgico pequeno (97cmx154cm)
01 Toalha de mão (30cmx40cm)

Kit Cirúrgico Parto com Bolsa Coletora de Líquidos Estéril Descartável:

01 Campo cirúrgico com bolsa coletora de fluidos (100cmx130cm)
01 Cobertura para mesa de instrumentos (100cm x 150cm, tala de reforço 50cm x 150cm)
01 Campo com adesivo unilateral (75cmx90cm)
01 cobertor para bebê (75cm x 90cm)
01 avental cirúrgico reforçado (130cm x 150cm)
01 Toalha de mão (30cmx40cm)
01 campo para cobertura (100cm x 100cm)



KIT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Kit Cirúrgico Litotomia Estéril Descartável:

- 01 Cobertura para mesa de instrumentos (100cm x 150cm, tala de reforço 50cm x 150cm)
- 01 Campo Cirúrgico Litotomia com bolsa (210cmx240cm)
- 02 Avental Cirúrgico reforçado (130cmx150cm)
- 02 Toalha de mão (40cm x 40cm)
- 01 Campo de cobertura (100cm x 100cm)

Kit Cirúrgico Litotomia Ginecológica / Cistoscopia Estéril Descartável:

- 01 Campo cirúrgico Litotomia / Cistoscopia com adesivo (75cmx150cm)
- 01 Cobertura para mesa de instrumentos (100cm x 200cm, tala de reforço 80cm x 160cm)
- 01 Campo cirúrgico (75cmx90cm)
- 02 Avental Cirúrgico com costura ultrassônica (130cmx150cm)
- 02 Toalhas de mão (40cm x 40cm), 01 campo para cobertura (100cm x 100cm)

Kit Cirúrgico Otorrino Estéril Descartável:

- 01 Cobertura para mesa de instrumentos (140cm x 160cm, tala de reforço 80cm x 160cm)
- 01 Campo cirúrgico em "U" (150cm x 260cm)
- 01 Campo com adesivo lateral (150cmx180cm)
- 02 Campo com adesivo lateral (75cm x 75cm)
- 02 Avental Cirúrgico reforçado (130cmx150cm)
- 01 Toalha de mão (40cm x 40cm)
- 01 campo para cobertura (100cm x 100cm)

Kit Cirúrgico Oftalmológico Estéril Descartável:

- 01 Cobertura para mesa de instrumentos (100cm x 150cm, tala de reforço 80cm x 150cm)
- 01 Campo cirúrgico Oftalmológico (100cmx130cm)
- 02 Avental Cirúrgico com costura ultrassônica (130cmx150cm)
- 02 Toalha de mão (40cm x 40cm)
- 01 campo para cobertura (100cm x 100cm)



KIT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

MODELOS COMERCIAIS

Kit Cirúrgico Implante Estéril Descartável:

- 01 Campo de cobertura com adesivo (50cmx50cm)
- 01 Cobertura de mesa de instrumentos (80cmx80cm)
- 01 Avental Cirúrgico odonto (com velcro) (65cmx110cm)
- 01 Avental Cirúrgico com costura ultrassônica (130cmx150cm)
- 01 Campo de cobertura (100cmx100cm)