



MULETA

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Produto composto por liga de alumínio.

FINALIDADE DE USO

As bengalas são utilizadas como auxiliares de marcha não motorizados para idosos e pessoas com dificuldades de locomoção.

MODELOS COMERCIAIS

Modelo: DY05925L(L)

Cor: Dull silver

Comprimento (cm): 3,6

Largura (cm): 19

Altura (cm): 135,5-157

Peso (kg): 0.94

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY05925L(M)

Cor: Dull silver

Comprimento (cm): 3,6

Largura (cm): 19

Altura (cm): 115-134.5

Peso (kg): 0.85



Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY05925L(S)

Cor: Dull silver

Comprimento (cm): 3,6

Largura (cm): 19

Altura (cm): 96-116

Peso (kg): 0,75

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY05935L

Cor:

Comprimento (cm): 3,6

Largura (cm): 19

Altura (cm): 135.5-157

Peso (kg): 1,75

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY05935M

Cor:

Comprimento (cm): 115-134.5

Largura (cm): 3,6

Altura (cm): 19

Peso (kg): 1,55

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY05935S

Cor:

Comprimento (cm): 3,6

Largura (cm): 19



Altura (cm): 96-116

Peso (kg): 1,25

Carga máx. (kg):100

Modelo: DY05933L(S)

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm): 13,5

Largura (cm): 10,5

Altura (cm): 77.5-104

Peso (kg): 0,576

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05933L

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm): 13,5

Largura (cm): 11

Altura (cm): 78-103

Peso (kg): 0,612

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY059331L

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 104-134

Peso (kg): 0,65

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05923L

Cor: Anodise black



Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 87-117

Peso (kg): 0,15

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05937L

Cor: Dull silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 95-118

Peso (kg): 0,4

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05937L-RD

Cor: Red

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 95-118

Peso (kg): 0,5

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05937L-BK

Cor: Black

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 95-118

Peso (kg): 0,5

Carga máx. (kg): 80



Modelo: DY05937L-BL

Cor: Black

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 95-118

Peso (kg): 0,5

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05925L(6)L

Cor: Dull silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 136-158.5

Peso (kg): 0,99

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY059331L(9)S

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 77-107

Peso (kg): 0,85

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY059331L(2)

Cor: Dull silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 87-117

Peso (kg): 0,85



Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05933L-M

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 89-119

Peso (kg): 0,9

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05933L(4)

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 87.5-118.5

Peso (kg): 0,9

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05933L(5)

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 87.5-118.5

Peso (kg): 1,12

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY059331L(7)

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):



Altura (cm): 100-131

Peso (kg): 0,85

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY059331L(8)

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm): 9,5

Largura (cm): 24

Altura (cm): 100-131

Peso (kg): 0,9

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05950L

Cor: Dull silver

Comprimento (cm): 61,5

Largura (cm): 21,5

Altura (cm): 97,3-111

Peso (kg): 2,83

Carga máx. (kg): 100

Modelo: DY05934

Cor: Bronse (superior) e Matte black (inferior)

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 73.5-97

Peso (kg): 0,85

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05936L

Cor:



Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 34-118.5

Peso (kg): 0,15

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05938L

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 77.8-100

Peso (kg): 0,3

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY05938LH

Cor: Anodise black

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 77.8-100

Peso (kg): 0,3

Carga máx. (kg): 80

Modelo: DY059331L(9)(S)

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 77.5-104

Peso (kg): 0,5

Carga máx. (kg): 80



Modelo: DY059331L(5)

Cor: Gloss silver

Comprimento (cm):

Largura (cm):

Altura (cm): 104-134

Peso (kg): 0,65

Carga máx. (kg): 80

MECANISMO DE AÇÃO

O princípio de funcionamento de uma bengala é fornecer apoio adicional ao caminhar, redistribuindo parte do peso corporal e aumentando a estabilidade do usuário durante a marcha. Ela atua como um terceiro ponto de apoio, auxiliando no equilíbrio, reduzindo a carga sobre membros inferiores enfraquecidos ou lesionados e prevenindo quedas.

ARMAZENAMENTO

O cotovelo embalado deve ser armazenado em local limpo e ventilado, com temperatura não superior a -10 °C a 40 °C e umidade relativa do ar não superior a 80%. Durante o transporte, deve ser mantido longe de umidade, luz solar e fontes de calor.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado em embalagem adequada, protegido contra impactos, umidade, luz solar direta e fontes de calor, evitando movimentações bruscas que possam causar danos estruturais.

CONTEÚDO

O produto é comercializado contendo 1 unidade do produto por embalagem.



CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO

O produto deve ser utilizado em ambiente seco, estável e bem iluminado, por usuários com indicação adequada, respeitando sua capacidade máxima de carga e evitando esforços ou movimentos que possam comprometer sua estrutura ou segurança.

ESTERILIZAÇÃO

Não é necessária.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

Limpe a muleta semanalmente e cheque se não a partes com desgaste.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

O produto deve ser colocado de forma estável e não deve ser submetido a fortes impactos ou agitações, a fim de evitar danos estruturais.

Verifique regularmente as condições das conexões para evitar que a luva de travamento se solte, o que pode causar acidentes.

A vida útil normal do produto é de 3 anos a partir da data de fabricação. Ao final de sua vida útil, o produto deve ser descartado conforme as leis e regulamentos locais.

Recomendado que seja usado em um terreno não irregular.

PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO

CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica.

VALIDADE

3 ANOS.

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO



Comprimento (mm): 36 mm a 615 mm

Largura (mm): 105 mm a 215 mm

Altura (mm): 340 mm a 1585 mm

Fabricante: Guangdong Dayang Medical Technology Co., LTD INDUSTRIA CHINESA

Endereço: Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234, Foshan, Guangdong, CHINA.

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710034**